



| lo mejor en tratamientos faciales |

facialSystem Plus

facialSystem Plus® Es un equipo polivalente, gracias a su abanico de prestaciones en tratamientos faciales.

Presenta módulos independientes de tratamientos:

- Alta frecuencia
- Brossage
- Microgalvánica
- Desincrustación
- Galvanización
- Microcorrientes
- Mascarilla térmica

Los diferentes elementos que la componen, sus características, y el estudio de sus parámetros nos permiten garantizar óptimos resultados en los distintos tratamientos faciales a realizar. Cabe destacar la máxima seguridad que ofrece el equipo, ya que incorpora controles por microprocesador, que detectan e impiden cualquier maniobra que pudiera ocasionar incidentes.





desincrustación



alta frecuencia



Tratamiento Brossage (descamación)



ionización

facialSystem Plus Eficacia polivalente en tratamientos faciales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALTA FRECUENCIA

Descongestiona, oxigena y purifica, calmando la piel y relajando los cutis sensibles, limpiándolos de toxinas e impurezas.

BROSSAGE

Elimina las células muertas dejando una piel lisa, fina y suave.

MICROGALVÁNICA

Elimina las células muertas dejando una piel lisa, fina y suave

DESINCRUSTACIÓN

Regula la secreción sebácea y las grasas.

GALVANIZACIÓN

Su acción estimulante consigue oxigenar y nutrir los tejido cutáneos.

CORRIENTES INTERFERENCIALES

Utilizadas en tratamientos faciales, tales como tonificación muscular, reafirmación, revitalización, etc., mediante electrodos fijos o móviles.

MASCARILLA

Con sorprendentes resultados en hidratación y regulación sebácea.

Equipo:

Equipo de electroestimulación + brossage + máscara térmica + alta frecuencia + corrientes galvánicas + microcorrientes

Modelo:

facialSystem PLUS

Tensión de red:

230V a.c. 50/60 Hz
Op 120 V a.c. 50/60 Hz

Características de salida:

Alta frecuencia

Tensión aprox.: 40 KV.

Frecuencia aprox.: 150 KHz

Brossage:

Tensión de salida: 12 V a 24 V

Par máx.: 80 Ncm

Corriente Galvánica:

Salida ajustale: 0 a 9,9 mA

Programa de nueve inversiones

Tiempo de tratamiento: 1 a 00 min.

Corriente gimnasia pasiva:

Frecuencia máx.: 10 Hz

Pulso salida: 0 a 24 V

Intensidad máx.: 0 a 0,9 mA

Mascarilla:

Regulación de temperatura: 0 a 60 %

Consumo:

60 VA

Peso:

Con pie: 20 Kg

Sin pie: 5,1 Kg

